

**Kit NucleoSpin Plasmid (senza tappo)****Macherey Nagel**

NucleoSpin Plasmid - formato: mini colonna (**senza tappo**).

- Per la preparazione rapida, su piccola scala, fino a 45 µg di DNA plasmidico ad alta purezza.
- 6 prep in 20 minuti.
- Tecnologia a membrana di silice.
- Materiale campione: E. coli. (
- Dimensioni del vettore <25 kbp
- Resa tipica 25-45 µg.
- Tempo di preparazione 20 min/6 prep.
- Capacità legante 60 µg
- Applicazioni: plasmidi ad alto numero di copie (high-copy plasmid) da E. coli; protocolli di supporto per plasmidi a basso numero di copie (low-copy plasmid), costruzioni P1, o cosmidi; supporto protocolli DNA plasmidico da batteri Gram positivi e purificazione di DNA plasmidico da miscele di reazione.
- Comprende: colonne, provette di raccolta da 2 mL, tamponi, RNasi A.



Code	Description	Packaging
FC140499L	Kit NucleoSpin Plasmid - senza tappo	50 prep.
FC140499N	Kit NucleoSpin Plasmid - senza tappo	250 prep.
FC140499Q	Kit NucleoSpin Plasmid (senza tappo) per QIAcube	240 prep.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

