

**NucleoBond Xtra BAC****Macherey Nagel**

NucleoBond Xtra BAC - tecnologia: cromatografia a scambio anionico - formato: colonna - chiarificazione del lisato mediante filtrazione in colonna - campione: 250-750 mL di coltura da E. coli - dimensione del vettore: 300 kbp - resa tipica: 10-150 µg - A260/A280 1,80/1,95 - tempo di preparazione: 75 min/2-4 prep. - capacità legante: 150 µg - comprende colonna con filtro integrato, tamponi, RNasi A.



Code	Description	Packaging
FC140436E	Kit NucleoBond Xtra BAC	10 prep.
FC140436H	Kit NucleoBond Xtra BAC	25PREP.

Accessories

Code	Description	Packaging
FC1740415	Nucleo Bond Xtra Combi Rack	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

