

**NucleoBond Finalizer****Macherey Nagel**

Metodo desalinizzante per velocizzare la fase di precipitazione dopo la purificazione del plasmide mediante scambio anionico.

- Elimina il passaggio in centrifuga per la precipitazione, risparmio di tempo: da più di 1 h a soli 5 min
- DNA plasmidico altamente concentrato
- Nessuna perdita di pellet di DNA o incompleta solubilizzazione di precipitati difficilmente visibili
- Format o: filtro per siringa
- Eluato di DNA plasmidico o cosmide ottenuto mediante cromatografia a scambio anionico



Code	Description	Packaging
FC140519F	740519.20 NBOND FINALIZER	20 pz
FC140520F	740520.20 NBOND FINALIZER PLUS	20 PZ
FC140419F	NUCLEOBOND FINALIZER PLUS	20 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

