

**Protino Ni-NTA Columns 1 mL/5 mL****Macherey Nagel**

Protino® Ni-NTA, purificazione di proteine His-tag.

- Gruppo chelante NTA (acido nitrilotriacetico), 2 siti leganti
- Alta capacità ed alta affinità
- non sono necessari un'ottimizzazione e cambio di protocollo per sostituire i prodotti Ni-NTA attualmente utilizzati
- Purificazione in condizioni native e denaturanti
- Disponibile per piccole proteine, grandi complessi proteici, proteine con basso grado di espressione: uso universale
- Alto rapporto qualità/prezzo
- Pronto all'uso



Code	Description	Packaging
FC145410A	PROTINONI NTA COLUMN (5X1ML)	5X1 ml
FC145410B	PROTINONI NTA COLUMN (1X5ML)	1X5 ml
FC145410C	PROTINONI NTA COLUMN (5X5ML)	5X5 ml

## Accessories

Code	Description	Packaging
FC1740681	NUCLEOVAC 96 VACUUM MANIFOLD	1pz
FC1745250	PROTINO COLUMNS 14 ml	10 colonne
FC1745255	PROTINO COLUMNS 35 ml	10 colonne



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

