


**NucleoMag VET****Macherey Nagel**

NucleoMag VET - per l'estrazione di RNA e DNA virale e DNA batterico da campioni veterinari - tecnologia a biglie magnetiche - formato: piastra a 96 pozzetti - molto sensibile - possibilità di contaminazioni crociate minima - riproducibile - campione: 200 μ L di sangue intero, siero o plasma: 10-30 mg di tessuto; 200 μ L di feci o di soluzione di lavaggio da tampone di prelievo - dimensione dei frammenti 300 bp-circa 50 kbp - volume di eluizione: 50-100 μ L - tempo di preparazione 45-120 min/96 prep (45 min per kingFisher) - capacità legante 0,4 μ g/ μ L - include: tamponi, proteinasi K, carrier RNA.

NucleoMag® 96 Virus procedure

Code	Description	Packaging
FC144200C	Kit NucleoMag VET	4 x 96 prep
FC1744200	Kit NucleoMag VET	1X96 PREP.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

