


**Kit NucleoSpin 96 Plasmid Core****Macherey Nagel**

Kit NucleoSpin 96 Plasmid Core, in formato a 96 pozzetti, per la purificazione rapida di DNA plasmidico.

- Applicazione purificazione rapida di DNA plasmidico;
- A esclusivo uso ricerca;
- Tecnologia: membrana di silice;
- Passaggi manuali: centrifugazione, vuoto;
- Chiarificazione del lisato: NucleoSpin Plasmid Filter Plate;
- Utilizzabile con sistemi automatici;
- Note applicative disponibili con Hamilton, Tecan;
- Tipo di campione: batteri, E. coli;
- Quantità campione: 1-5 mL;
- Dimensione del vettore < 25 kbp;
- Resa tipica: 4-30 µg;
- Capacità legante teorica: 20 µg;
- Purezza tipica A260/A280: 1.81.85;
- Livello endotossine > 50 EU/µg DNA;
- Volume di eluizione: 75-150 µL;
- Tempo di preparazione: 45 min/piastra;
- Tipiche applicazioni successive: clonaggio, PCR, analisi di restrizione, sequenziamento, transfezione di cellule;
- Stoccaggio: 15-25 °C;
- Durata (dalla data di produzione) 27 mesi.



Code	Description	Packaging
FC140616C	Kit NucleoSpin 96 Plasmid Core, per purificazione di DNA plasmidico, (4x96)	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

