

**Viscosimetri Ubbelohde, in vetro, cinematici****SI Analytics**

Viscosimetri Ubbelohde, in vetro, cinematici. ISO 3105, DIN 51562, NF T60-107.
Per misurazioni manuali (tipo 501 ..) o automatiche (tipo 532...). La costante
viene documentata nel certificato del produttore.



Code	Description	Packaging
LLG09268100	Viscosimetro Ubbelohde, capillare 0, Øint.0,36 mm, 0,001 K, 0,2-1 mm ² /s	1 pz.
LLG09268101	Viscosimetro Ubbelohde, capillare 0a, Øint. 0,53 mm, 0,005 K, 0,8-5 mm ² /s	1 pz.
LLG09268103	Viscometer,Ubbelohde,ISO/DIN 3105>manual	1 pz.
LLG09268110	Viscosimetro Ubbelohde, capillare I, Øint. 0,63 mm, 0,01 K, 1,2-10 mm ² /s	1 pz.
LLG09268111	Viscosimetro Ubbelohde, capillare Ia, Øint. 0,95 mm, 0,05 K, 5-50 mm ² /s	1 pz.
LLG09268210	Viscosimetro Ubbelohde, capillare I, Øint. 0,63 mm, 0,01 K, 1,2-10 mm ² /s	1 pz.
LLG09268120	Viscosimetro Ubbelohde, capillare II, Øint. 1,13 mm, 0,1 K, 10-100 mm ² /s	1 pz.
LLG09268113	Viscosimetro Ubbelohde, capillare Ic, Øint. 0,84 mm, 0,03 K, 3-30 mm ² /s	1 pz.
LLG09268123	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IIc, Øint. 1,50 mm, 0,3 K, 30-300 mm ² /s	1 pz.
LLG09268213	Viscosimetro Ubbelohde, capillare Ic, Øint. 0,84 mm, 0,03 K, 3-30 mm ² /s	1 pz.
LLG09268223	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IIc, Øint. 1.50 mm, 0,3 K, 30-300 mm ² /s	1 pz.
LLG09268121	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IIa, Øint. 1,69 mm, 0,5 K, 50-500 mm ² /s	1 pz.
LLG09268130	Viscosimetro Ubbelohde, capillare III, Øint. 2,01 mm, 1 K, 100-1000 mm ² /s	1 pz.
LLG09268230	Viscosimetro Ubbelohde, Tipo 532 30, Øint.capillari 2,01 mm, 100-1000 mm ² /s	1 pz.
LLG09268133	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IIIc, Øint. 2,65 mm, 3 K, 300-3000 mm ² /s	1 pz.
LLG09268233	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IIIc, Øint. 3,6mm, 10 K, 1000-10000 mm ² /s	1 pz.
LLG09268131	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IIIa, Øint. 3,00 mm, 5 K, 500-5000 mm ² /s	1 pz.
LLG09268140	Viscosimetro Ubbelohde, capillare IV, Øint. 3,60 mm, 10 K, 1000-10000 mm ² /s	1 pz.
LLG09268220	Viscosimetro Ubbelohde, capillare II, Øint. 1,13 mm, 0,1 K, 10-100 mm ² /s	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

