

**Camicia di termostatazione per viscosimetri capillari****SI Analytics**

Camicia di termostatazione per viscosimetri capillari. Con piastra di supporto per viscosimetro Ubbelohde. I viscosimetri a capillar e possono essere termostatati in questa camera grazie a termostati di circolazione, nell'intervallo di temperatura 0 - 180°C.



Code	Description	Packaging
LLG09269420	Camicia di termostatazione per viscosimetri capillari	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

