

**Camicia di termostatazione per viscosimetri capillari****SI Analytics**

Camicia di termostatazione per viscosimetri capillari. Con piastra di supporto per viscosimetro Ubbelohde. I viscosimetri a capillar e possono essere termostatati in questa camera grazie a termostati di circolazione, nell'intervallo di temperatura 0 - 180°C.



Code	Description	Packaging
LLG09269420	Camicia di termostatazione per viscosimetri capillari	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

