


**Molle di fissaggio per beute Erlenmeyer****GFL**

Molle di fissaggio per beute Erlenmeyer. Molle di fissaggio per agitatori con incubazione 3031/3032/3033 con movimento orbitale, da avvitare sui vassoi 3966, 3970 e 3980. Complete di materiale per il fissaggio (vedi anche agitatori GFL 3005-3020).



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09837988 | Molle di fissaggio per beute 500 mL | 1 pz. |
| LLG09837987 | Molle di fissaggio per beute 250-300 mL | 1 pz. |
| LLG09837991 | Morsetti per beute 2 L, 2 molle x 3005/3006, 4 x 3011-3018, 9 x 3019/3020 | 1 pz. |
| LLG09837986 | Molle di fissaggio per beute 200 mL | 1 pz. |
| LLG09837985 | Molle di fissaggio per beute 100 mL | 1 pz. |
| LLG09837984 | Molle di fissaggio per beute 50 mL | 1 pz. |
| LLG09837983 | Molle di fissaggio per beute 25 mL | 1 pz. |
| LLG09837989 | Molle di fissaggio per beute 1000 mL | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

