

**Butirrometri per crema Roeder con Accessori****Gerber**

Butirrometri per crema Roeder con accessori Metodo gravimetrico per 5 g di crema, con 2 aperture, etichetta satinata sul bulbo, completi di tappo in gomma e beaker in vetro, con stelo senza foro.



Code	Description	Packaging
LLG06243590	Butirrometro per crema Roeder, 0-30-55% grasso, div. 0,5($\pm$ 0,25) norma DIN;	1 pz.
LLG09112571	Butirrometri di precisione, % grasso 0 - 35 - 65, grad. 0.5 ($\pm$ 0.25)	1 pz.
LLG06237816	Butirrometro per crema Roeder, 0-50-75% grasso, div. 0,5($\pm$ 0,25) norma DIN;	1 pz.
LLG06264748	Butirrometro per crema Roeder, 0-60% grasso, div. 1,0($\pm$ 0,5);	1 pz.
LLG07659958	Butirrometro per crema Roeder, 0-20-50% grasso, div. 0,5($\pm$ 0,25);	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

