

**Roller bottle Jet Biofil****JetBiofil**

Roller bottle per colture cellulari e coltura tessuti - sterilizzata mediante raggi gamma - apirogena - graduata - disponibile con superficie trattata o non trattata - ampia superficie di crescita - tappo zigrinato per facilitare la presa - disponibile con tappo standard o tappo ventilato - superficie liscia e priva di difetti - in confezione singola.



Code	Description	Packaging
TCB001002	roller bottle non trattata - 2000 mL - 750 cm2 - tappo standard	12 pezzi
TCB002002	roller bottle non trattata - 2000 mL - 750 cm2 - tappo ventilato	12 pezzi
TCB011002	roller bottle trattata - 2000 mL - 750 cm2 - tappo standard	12 pezzi
TCB012002	roller bottle trattata - 2000 mL - 750 cm2 - tappo ventilato	12 pezzi



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

