

**Puntali Finntip 250 Wide e 1000 Wide****Thermo Scientific**

Puntali Finntip 250 Wide e 1000 Wide - eliminano la frammentazione delle cellule causata dall'azione meccanica del passaggio del liquido attraverso il foro del puntale - ideali per pipettare macromolecole.



Code	Description	Packaging
FL8205160	puntali FINNTIP 1000 Wide -200-1000 µL (conf.: vassoio)	10x96 pz
FL8205163	puntali FINNTIP 1000 Wide STERILI, 200-1000 µL (conf.: vassoio)	10X96 pz
FL8350400	puntali FINNTIP 250 Wide - 10-200 µL (conf.: sacchetto)	1.000 pz
FL8350550	puntali FINNTIP 250 Wide - 10-200 µL (conf.: vassoio)	10x96 pz
FL8350650	puntali FINNTIP 250 Wide - Sterili 10-200 µL (conf.: vassoio)	10x96 pz
FL8350700	puntali FINNTIP 1000 Wide - 200-1000 µL (conf.: sacchetto)	400 pz
FL8350800	puntali FINNTIP 1000 Wide - 200-1000 µL (conf.: cartone)	6.500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

