

**Utensili di dispersione per T25 basic Ultra-Turrax®****IKA**

Utensili di dispersione per T25 basic Ultra-Turrax®. Utensili di dispersione in materiale plastico, autoclavabili. Utensili di dispersione in acciaio inossidabile, finezza finale emulsioni da 1 a 10 µm e sospensioni da 5 a 50 µm, sterilizzabili con tutti i metodi.



Code	Description	Packaging
LLG04653931	Asta per omogeneizzazione S 25 - KR - 18 G , Ø18 mm	1 pz.
LLG09571119	Utensile tipo S 25 N-18 G, Ørot./stat. 12,7/18mm, immer. 165mm, 10-1500ml	1 pz.
LLG04653933	Asta per omogeneizzazione S 25 - KR - 18 G - ST, denti seghettati, Ø18 mm	1 pz.
LLG09571198	Utensile tipo S 25 KV-25 G Ørot./stat. 17,0/25mm, immer. 225mm, 50-2000ml	1 pz.
LLG09571200	Utensile tipo S 25 N-25 G Ørot./stat. 17,0/25mm, immer. 165mm, 50-2000ml	1 pz.
LLG04653935	Asta per omogeneizzazione S 25 - KR - 25 F , Ø25 mm	1 pz.
LLG09571199	Utensile tipo S 25 KV-25 F Ørot./stat. 18,0/25mm, immer. 225mm, 100-2000ml	1 pz.
LLG09571201	Utensile tipo S 25 N-25 F Ørot./stat.18,0/25mm, immer. 165mm, 100-2000ml	1 pz.
LLG04653934	Asta per omogeneizzazione S 25 - KR - 25 G - ST, denti seghettati, Ø25 mm	1 pz.
LLG09571098	Utensile tipo S 25 N-8 G, Ørot./stat. 6,1/8 mm, immer. 85 mm, 1-50 ml	1 pz.
LLG09570859	Utensile tipo S 25 D-10 G-KS, Ørot./stat. 6,75/10mm, immer. 85mm, 10-100ml	10 pz.
LLG09570861	Utensile tipo S 25 D-14 G-KS, Ø rot./stat. 9,5/14mm, immer. 85mm, 10-500ml	10 pz.
LLG09571207	Utensile tipo S 25 N-10 G Ørot./stat.7,5/10mm, immer. 85mm, 1-100ml	1 pz.
LLG04653932	Asta per omogeneizzazione S 25 - KR - 25 G , Ø25 mm	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

