

**Cabina a sicurezza per citotossici CytoFAST Elite****Faster**

Cabine a flusso laminare verticale, Biohazard, CytoFAST Elite - classe II secondo EN 12469 da pavimento, per la manipolazione di sostanze citostatiche. Doppio motoventilatore. Per la **protezione di prodotto, operatore e ambiente** - specificamente progettata per la **preparazione di chemioterapie antineoplastiche, manipolazione di farmaci citotossici** secondo DIN 12980 - classe ISO 3 secondo EN ISO 14644-1 - classe A secondo GMP ANNEX 1.

Caratteristiche tecniche:

- **Doppio motoventilatore;**
- Regolazione **automatica velocità;**
- Aria espulsa anche con il progressivo intasamento dei filtri HEPA, fino a pressioni prossime ai 40 mm di colonna d'acqua;
 - Il motoventilatore di espulsione è progettato per mantenere **costante la quantità d'aria che deve essere espulsa** e per assicurare la barriera di protezione anche in caso di avaria del motoventilatore principale;
- **Filtri** assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN1822;
- **Filtro di mandata** per creare il flusso laminare;
- **Filtro di espulsione** per sterilizzare l'aria in espulsione;
- **Terzo filtro HEPA**, di tipo multidiedrico, posto sotto il piano di lavoro, filtra il 100% dell'aria ricircolata, ha efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN1822;
- Controllo mediante **microprocessore** di ultima generazione per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi della cabina;
- Tastiera e **display LCD** alfanumerico che consentono all'utilizzatore una immediata visione dei parametri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software;



- **Struttura** in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garantire la miglior resistenza meccanica ed alla corrosione;
- **Area di lavoro:** parete di fondo in acciaio inossidabile AISI 304 satinato (equivalente a 12/10);
- **Pareti laterali** in vetro stratificato per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in caso di urto;
- **Piano di lavoro:** solido in acciaio inox AISI 316L satinato;
- **Sagomatura perimetrale** espressamente ideata per lavorazioni quali **manipolazioni e preparazioni di soluzioni citotossiche e chemioterapie antitumorali**;
- **Vetro di sicurezza anteriore:** stratificato, inclinato di 7 gradi, schermante i raggi UV - azionabile elettricamente fino a un'apertura massima di 420 mm - aprendo il pannello comandi è possibile introdurre oggetti alti fino a 680 mm - un **allarme di sicurezza** avverte l'operatore in caso di non corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro - il vetro frontale può essere pulito internamente sollevandolo completamente e aprendo il pannello di comando supportato da molle a gas;
- **Illuminazione:** con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro;
- **Vasca raccolta drenaggi:** in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro;
- Spazio per la ginocchia di 350 mm;
- **Altezza apertura frontale:** 200 mm;
- Predisposizione per l'alloggiamento di max n. 3 rubinetti (acqua, gas, vuoto, aria compressa, azoto):
- **2 prese elettriche interne IP66 come dotazione standard**;
- Presa per effettuare il **D.O.P. test** lato destro cabina;
- **Ulteriore presa per effettuare:** il D.O.P. test sul filtro HEPA posto sotto il piano di lavoro (in accordo alla DIN 12980), il test di efficienza filtro e/o la validazione della cabina;
- Rumorosità <65 dB; Illuminazione >1000 Lux;
- **24 mesi di garanzia.**



Code	Description	Packaging
F0A021100000	CYTOFAST ELITE 209 - fronte di lavoro 90 cm	1 pz
F0A021400000	CYTOFAST ELITE 212 - fronte di lavoro 120 cm	1 pz
F0A021700000	CYTOFAST ELITE 215 - fronte di lavoro 150 cm	1 pz
F0A022000000	CYTOFAST ELITE 218 - fronte di lavoro 180 cm	1 pz

Accessories

Code	Description	Packaging
F0A022000000	CYTOFAST ELITE 218 - fronte di lavoro 180 cm	1 pz
FX0002094040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per modello 209	1 pz
FX0002124040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per modello 212	1 pz
FX0002124600	installazione lampada UV modello 209/212	1 pz
FX0002124710	installazione rubinetto vuoto	1 pz
FX0002124800	valvola anti-blow-back	1 pz
FX0002124940	contatto pulito	1 pz
FX0002154600	installazione lampada UV modello 215/218	1 pz.
FX0002184040	raccordo sull'espulsione per canalizzazione all'esterno per modello 218	1 pz.
FX0021143400	Kit pesate piano chiuso 3 pz, per CytoFAST ELITE 209	1 pz.
FX0021251300	Chiusura in acciaio inox per foro rubinetto vuoto	1 pz
FX0021443400	Kit modifica CytoFAST 212 in stazione di pesata c/sup. lavoro solida	1 pezzo
FX0021454000	Presse elettrica	1 pz.



Code	Description	Packaging
FX0021455300	Presca addizionale per dati RJ45	1 pz.
FX0021743400	Kit per modificare CytoFAST 215 in una stazione per pesata polveri con superficie di lavoro non forata	1 pz
FX00220A4120	Filtro HEPA di ricambio, sotto sup. lavoro, c/carbone, install. in fabbrica	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

