



Sistema Estrazione Nucleotidi 50 reazioni

Sistema estrazione nucleotidi 50rxn. Questa tecnologia consente una rapida e conveniente preparazione del campione DNA per ulteriori analisi. Il sistema Arcis pronto all'uso consente di passare dal campione al DNA amplificabile in meno di 3 minuti. Il DNA viene preparato e stabilizzato senza la necessità di strumentazione o complicati passaggi di riscaldamento o di raffreddamento. Il DNA è adatto per le reazioni PCR e qPCR usando protocolli di ciclo standard e veloci.

- Semplice processo a due fasi
- Nessuna strumentazione richiesta
- DNA stabile per 2 settimane
- Conservato a temperatura ambiente

Applicazioni

Il kit di preparazione DNA di Arcis è stato sperimentato con successo in una serie di ambienti industriali e accademici, utilizzando le seguenti tecnologie:

- PCR a punto finale
- qPCR (basato su SYBR e sonda)
- Amplificazione isotermica (LAMP)
- Sequenziamento (Sanger, Pyro e Next-Generation)
- Analisi del DNA del frammento (3500 Genetic Analyzer)



Code	Description	Packaging
LLG04658865	Sistema Estrazione Nucleotidi 50rxn	50 reazioni



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

