



Crioprovette Redline, filetto esterno

mano, chiudibili o apribili con solo mezzo giro, la provetta e il tappo sono in PP (lo stesso coefficiente di espansione) e con area di scrittura, linea rossa per il massimo riempimento a 196 °C, prive di RNase / DNase . Test completo di validazione VDMax25.



Code	Description	Packaging
LLG06287049	Cryovial Redline, filetto est., 0,5 ml, Øest.12,08mm, H 28,6mm, sterile	1000 pz.
LLG06287054	Cryovial Redline, filetto est., 0,5ml, Øest.12,08mm, H 28,6mm, non sterile	1000 pz.
LLG06287055	Cryovial Redline, filetto est., 1ml, Øest.12,08mm, H 36,1mm, non sterile	1000 pz.
LLG06287051	Cryovial Redline, filetto est., 2ml, Øest.12,08mm, H 47,6mm, sterile	1000 pz.
LLG06287056	Cryovial Redline, filetto est., 2ml, Øest.12,08mm, H 47,6mm, non sterile	1000 pz.
LLG06287052	Cryovial Redline, filetto est., 4ml, Øest.12,08mm, H 73,3mm, sterile	500 pz.
LLG06287057	Cryovial Redline, filetto est., 4ml, Øest.12,08mm, H 73,3mm, non sterile	1000 pz.
LLG06287053	Cryovial Redline, filetto est., 5ml, Øest.12,08mm, H 88,5mm, sterile	500 pz.
LLG06287058	Cryovial Redline, filetto est., 5ml, Øest.12,08mm, H 88,5mm, non sterile	1000 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

