



Filtri senza siringa SEPARA

Filtri senza siringa SEPARA. SEPARA integra in un unico dispositivo un vial, una membrana di filtrazione, uno stantuffo e un tappo/setto. Il processo di filtraggio a singolo step è efficiente e consente di risparmiare tempo. Veloce e semplice da usare. Riduce la perdita di campione. Dopo la filtrazione il campione è pronto per l'uso nella maggior parte degli autocampionatori standard. Il tappo pre-fessurato assicura un trasferimento facile e pulito del campione. 5 diversi materiali del setto, vial in PP con Ø 12 x 33 mm, capacità filtraggio 0.48 ml, volume morto 30 µl, temperatura massima di esercizio 50 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06287346	Filltri senza siringa SEPARA, Memb.Cellulosa Rigenerata, pori 0,45 µm, nero	100 pz.
LLG06287344	Filltri senza siringa SEPARA, Membrana NYLON, pori 0,45 µm, blu	100 pz.
LLG06287348	Filltri senza siringa SEPARA, Membrana PES, pori 0,45 µm, verde	100 pz.
LLG06287341	Filltri senza siringa SEPARA, Membr.Cellulosa Rigener., pori 0,22µm, grigio	100 pz.
LLG06287339	Filltri senza siringa SEPARA, Membrana Nylon, pori 0,22 µm, blu chiaro	100 pz.
LLG06287343	Filltri senza siringa SEPARA, Membrana PES, pori 0,22 µm, verde chiaro	100 pz.
LLG06287347	Filltri senza siringa SEPARA, Membrana PVDF, pori 0,45 µm, arancione	100 pz.
LLG06287340	Filltri senza siringa SEPARA, Membrana PTFE, pori 0,22 µm, rosa	100 pz.
LLG06287345	Filltri senza siringa SEPARA, Membrana PTFE, pori 0,45 µm, rosso	100 pz.
LLG06287342	Filltri senza siringa SEPARA, Membrana PVDF, pori 0,22 µm, giallo	100 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

