



Confezione Test Bowie-Dick

Questi test di Bowie-Dick sono pacchetti di prova monouso predisposti per valutare le prestazioni del sistema di rimozione dell'aria di sterilizzatori assistiti in pre-vuoto in conformità alla norma EN 285 e funzionanti a 134 °C e 3,5 minuti. Un foglio indicatore stampato con indicatore chimico a base acquosa non tossico, viene posto al centro di ogni confezione. Il cambiamento uniforme del colore dell'indicatore dopo la sterilizzazione a vapore indica che l'aria è stata rimossa e sostituita da vapore. La parte posteriore del foglio indicatore contiene campi da compilare e può essere conservata come una registrazione permanente, per finalità di tracciabilità.

- Pacchetti di prova monouso, preassemblati e pronti all'uso
- Progettato per la sterilizzazione STEAM a 134 °C - 3,5 minuti
- Cambiamento pulito e preciso del colore dell'indicatore
- Il foglio di indicatore può essere mantenuto come una registrazione permanente
- Validato per 4 kg e 7 kg di carico di sterilizzazione
- Prodotto in assenza di piombo o di altri metalli pesanti



Code	Description	Packaging
LLG06272290	Bowie-Dick-Test (4 kg)	48 pz
LLG06272291	Bowie-Dick-Test (7 kg)	24 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

