

**Filtri a siringa GD/X® GF/A**

I filtri a siringa Whatman GD/X sono ideali per campioni ad elevata viscosità e che contengono particelle. Quattro strati di filtro riducono il rischio che il filtro si occluda e debba essere sostituito durante la filtrazione. Il volume del campione filtrato può essere da 3 a 7 volte superiore a quello consentito dai filtri convenzionali.



Code	Description	Packaging
LLG06203390	Filtri a siringa GD/X® GF/A, 1,2 µm, 25 mm	150 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

