

**Tubi Capillari per Punto di Fusione KIMAX****DWK Life Sciences**

Tubi Capillari per Punto di Fusione KIMAX®. Tubi capillari in vetro borosilicato. Un termometro ad immersione parziale, calibrato per 75 mm, è specificato nella maggior parte dei metodi per la determinazione del punto di fusione.



Code	Description	Packaging
LLG06280826	Capillari aperti, Ø est. 1,5-1,8 mm, parete 0,2 mm, L. 100 mm	2000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

