

**Piastra PCR Tear-A-Way 96/8****AZENTA**

Piastra PCR Tear-A-Way 96/8 Tear-A-Way®; PCR Plate. Disponibile perforata verticalmente oppure orizzontalmente. Pozzetti in polipropilene, profilo standard, da 0,2 ml. Angolo tagliato H12. Volume di lavoro: <200 µl, capacità totale del pozzetto: 300 µl. Facile da dividere in strip o parti di piastra.

Compatibilità con termociclatori e sequenziatori.

Il sistema Tear-A-Way®; permette un uso più flessibile, efficiente, economico delle piastre per PCR- Le piastre vengono porzionate attraverso le perforazioni. Non più piastre semi-vuote o la separazione di porzioni di piastra con forbici che potrebbe potenzialmente fonte di contaminazione e può danneggiare i pozzetti o gli anelli di sigillazione.

La piastra può perforata sia verticalmente (in strip da 8: Tear-A-Way®; 96/8), oppure orizzontalmente (in strip da 12: Tear-A-Way®; 96/12).

In particolare la versione 12-strip Tear-A-Way®; 96/12 permette l'uso in strumenti per PCR gradiente. Il gradiente di temperatura può tipicamente creato lungo la direzione orizzontale del blocco, perciò la sezione in strip da 12 pozzetti può essere ideale per questo tipo di impiego.

Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni.

Griglia alfanumerica sulla cornice per la facile identificazione del campione.

Caratteristiche

- Lungh. piastra: 120.00 ± 0.25mm
- Largh. piastra: 80.00 ± 0.25mm



- Altezza piastra: 20.20 (>&)>plusmn; 0.10mm
- Profondit(>&)>grave; pozzetto: 20.20 (>&)>plusmn; 0.10mm
- Diam. pozzetto: 5.46 (>&)>plusmn; 0.10mm
- Capacit(>&)>grave; totale pozzetto: 0.3ml (300(>&)>micro;l)
- Volume di lavoro: (>&)>lt;0.2ml (200(>&)>micro;l)

Code	Description	Packaging
FE94TI0750TA	Piastra Tear-A-Way 96 pozz./8 prov. Standard profile H12, PP trasp., vert.	50 plates
FE94TI0750TA12	Piastra Tear-A-Way 96 pozz./12 prov. Standard profile H12, PP trasp., orizz	50 plates
FE94TI0750WTA	Piastra Tear-A-Way 96 pozz./8 prov. Standard profile H12, PP bianco, vert.	50 plates





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

