

**Pellicola adesiva per applicazioni ad alte temperature****AZENTA**

Pellicola adesiva per PCR in alluminio.

- Pelabile.
- Perforabile.
- Adesivo forte in acrilico.
- Adatta ad applicazioni ad alta temperatura.
- Previene l'evaporazione del campione.
- Linguette alle estremità; per una facile applicazione e rimozione.



Code	Description	Packaging
FE94TI0550	Film PCR seal, alluminio, applicazioni ad alte temperature, fogli 130x80 mm	100 sheets



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

