



Piastra PCR Break-A-Way 96 semi-skirt Low Profile, scanalature verticali e orizzontali. Piastra pre-intagliata verticalmente e orizzontalmente, facile da dividere, senza l'uso di forbici, in parti di piastra, strip da 8 pozzetti, strip da 12 pozzetti, parti di strip o pozzetti individuali. Pozzetti in polipropilene da 0.1ml, Cornice in policarbonato. Volume di lavoro:  $>100\ \mu\text{l}$ , capacità totale del pozzetto:  $200\ \mu\text{l}$ .

Facili da dividere a qualsiasi temperatura.

La piastra può essere adattata a schemi di pipettaggio individuali senza la necessità di buttare i pozzetti vuoti. Con queste piastre non viene sprecato nemmeno un singolo pozzetto.

Le strip o i pozzetti separati possono essere usati per controllo positivo, per impedire la contaminazione dei campioni.

Design a 2 componenti che combina il vantaggio di pozzetti a parete sottile in polipropilene (ottimi risultati in PCR) a un frame in policarbonato rigido e facile da maneggiare.

### Caratteristiche

- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano e pirogeni/tossine.
- Griglia alfanumerica per facile identificazione del campione.
- Compatibili con le più comuni pipette multicanale.
- Lungh. piastra:  $125.00\ \text{mm}$ ;  $0.25\ \text{mm}$ .
- Largh. piastra:  $72.0\ \text{mm}$ ;  $0.25\ \text{mm}$ .
- Altezza piastra:  $15.60\ \text{mm}$ .
- Profondità pozzetto:  $15.10\ \text{mm}$ ;  $0.15\ \text{mm}$ .
- Diam. pozzetto:  $5.50\ \text{mm}$ ;  $0.10\ \text{mm}$ .
- Capacità totale del pozzetto:  $200\ \mu\text{l}$ .
- Volume di lavoro:  $>100\ \mu\text{l}$  ( $100\ \mu\text{l}$ ).



Code	Description	Packaging
FE94TI1400X	Break-A-Way 96 semi-skirt LP, scanalature verticali e orizzontali, frame ne	50 plates



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

