



Micropipette a singolo canale Acura® electro XS 926 / 936, volume variabile. Lo strumento controllato da un microprocessore include un software intuitivo che consente di evitare le complicate fasi di programmazione. Non sono richieste particolari abilità per accedere rapidamente alle sei modalità di funzionamento. Stabilità e prestazioni metrologiche impareggiabili. Modalità di pipettaggio:- Diretto: aspirazione e pipettaggio del volume impostato.- Inverso: aspirazione in eccesso, seguita dal dosaggio del volume impostato.- Ripetitivo: riempimento del puntale e distribuzione graduale.- Diluizione: aspirazione di 2 o 3 diversi volumi e restituzione in un unico pipettaggio.- Tattile: lenta misurazione di liquidi, titolazione e caricamento gel.- Miscelazione: del liquido nel puntale/ nella fiala. Caratteristiche dell'Acura®electro:- Impugnatura ergonomica ottimale, peso ridotto- Utilizzo di facile apprendimento- Ampio display, adattabile alla lettura sul lato destro o sinistro- Batteria di rapida sostituzione- Caricamento veloce, autonomia di lavoro prolungata- Espulsore regolabile, compatibile con la maggior parte dei puntali- Contatore dei cicli di pipettaggio- Moduli volumetrici intercambiabili- Garanzia due anni Fornitura standard: Pipetta elettronica con batteria da 4.8V, istruzioni operative e certificato QC, confezione campione di puntali Qualitips®, grasso silicone.



Code	Description	Packaging
LLG09411660	Acura® electro XS 926, micropipette	1 pz.
LLG09411666	Micropipette a singolo canale Acura electro XS 926, volume variabile, 10 - 200 µl, Incrementi 1.0 µl, Puntale 200 µl	1 pz.
LLG09411667	Pipetta Acura® electro XS 926, Cap. 50 - 1000 µl, Puntale 1000 µl	1 pz.
LLG09411682	Pipetta Acura® electro 936, Cap. 0,5 - 10 ml, Puntale 10 ml	1 pz.
LLG09411680	Micropipette a singolo canale Acura® electro 936, 100 - 2000 µl, Incrementi 10 µl, Puntale 2000 µl	1 pz.
LLG09411681	Micropipette a singolo canale Acura electro 936, volume variabile, 250 - 5000 µl, Incrementi 50 µl, Puntale 5000 µl	1 pz.
LLG09411661	Pipetta Acura® electro XS 926, Cap. 0,5 - 10 µl, Puntale Ultra 10 µl	1 pz.
LLG09411662	Acura® electro XS 926, micropipette	1 pz.
LLG09411663	Acura® electro XS 926, micropipette	1 pz.
LLG09411664	Acura® electro XS 926, Mikropipette	1 pz.
LLG09411665	Pipetta Acura® electro XS 926, Cap. 5 - 100 µl, Puntale 200 µl	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

