



## Filtri senza siringa, Autovial

GE Healthcare

Filtri senza siringa, Autovial™. Monouso. Sistema di filtrazione a pressione manuale, utilizzabile in modo semplice e rapido.

- Prefiltro integrato per campioni difficili
- Bassa ritenzione

Con cilindro in polipropilene graduato, capacità massima 12 ml, superficie filtrante di 3 cm<sup>2</sup> alla base, attacco Luer e pistone. Non sterili.



<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
LLG09951176	Filtri senza siringa Autovial#, membrana Nylon, pori 0,45 µm	50 pz.
LLG09951177	Filtri senza siringa Autovial#, membrana PTFE, pori 0,2 µm	50 pz.
LLG09951178	Filtri senza siringa Autovial#, membrana PTFE, pori 0,45 µm	50 pz.
LLG09951174	Filtri senza siringa Autovial#, membrana PVDF, pori 0,2 µm	50 pz.
LLG09951175	Filtri senza siringa Autovial#, membrana PVDF, pori 0,45 µm	50 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

