



Filtri per siringa Puradisc FP30

Filtri per siringa Puradisc™ FP30. Per i filtri per siringa pronti all'uso, vengono impiegate solo materie prime selezionate, per escludere, se l'impiego è corretto, un'interazione con il campione da filtrare. Possono essere usati fino a 60°C.

Attenzione: l'uso di siringhe con un volume < 10 ml può generare un'elevata pressione (700 kPa/7 bar), che potrebbe essere superiore alla pressione massima di esercizio dell'unità di filtrazione.

I filtri con prefiltro integrato garantiscono un volume di filtrazione maggiore.

EtO-sterili = libere da endotossine secondo il LAL-Test (USPXXIII), sensibilità 0,25 EU/ml.

- Ingresso femmina luer-lock
- Uscita cono luer o puntale esteso
- Autoclavabili a 121°C

Per soluzioni acquose. Alloggiamento in policarbonato (PC). Membrana in nitrato di cellulosa (CN) o acetato di cellulosa (CA).



Code	Description	Packaging
LLG09049911	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 5,00 µm, sterile	50 pz.
LLG09049912	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 0,45 µm, sterile	50 pz.
LLG09049913	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 0,20 µm, sterile	50 pz.
LLG09049915	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 0,80 µm, sterile	50 pz.
LLG09049916	Filtro per siringa Puradisc, CA , Ø 30 mm, pori 1,20 µm, sterile	50 pz.
LLG09049917	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 0,20 µm, sterile	50 pz.
LLG09049918	Filtro per siringa Puradisc, PTFE , Ø 30 mm, pori 0,20 µm, sterile	50 pz.
LLG09049919	Filtro per siringa Puradisc FP30, CA , Ø 30 mm, 0,20 µm, non sterile	500 pz.
LLG09049920	Filtro per siringa Puradisc FP30, CA , Ø 30 mm, 0,80 µm, non sterile	500 pz.
LLG09049927	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 0,45 µm, non sterile	100 pz.
LLG09049931	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 5,00 µm, non sterile	50 pz.
LLG09049932	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 0,45 µm, non sterile	50 pz.
LLG09049933	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 0,45 µm, non sterile	500 pz.
LLG09049934	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 0,20 µm, non sterile	50 pz.
LLG09049936	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 0,80 µm, non sterile	50 pz.
LLG09049937	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 1,20 µm, non sterile	50 pz.
LLG09603581	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 5,00 µm, non sterile	500 pz.
LLG09603584	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 0,20 µm, non sterile	500 pz.
LLG09603585	Filtro per siringa Puradisc, CA, Ø 30 mm, pori 0,20 µm, non sterile	100 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

