

**Rotori per centrifughe 5702 / 5702 R / 5702 RH****Eppendorf**

Rotori per centrifughe 5702 / 5702 R / 5702 RH.

Rotore basculante A-4-38, accelera 4 cestelli rotondi da 85 ml fino a circa 3000xg. Velocità max.4.400 rpm. cestelli quadrati per contenitori fino 24 x 15ml per applicazioni con alto carico.

Il rotore ad angolo fisso F-35-30-17 è disponibile in due versioni con capacità fino a 30 x 15ml.

Il semplice rotore oscillante A-8-17 per 8 provette Falcon®completa il range.



Code	Description	Packaging
LLG09776750	Adattatore per 1 x 15 ml provette tipo Falcon	10 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

