



Accessori per carte FTA.

**FTA Reagente di purificazione**

Rimuove eme, inibitori di PCR, e altri potenziali contaminanti per garantire DNA di elevata qualità per applicazioni successive.

**FTA Gene Card Tray**

Supporto per due carte FTA Gene, da utilizzare nei sistemi automatizzati di dispensazione liquidi.

**Sterile Foam Tipped Applicator**

Applicatore facile da usare per test diagnostici non invasivi per catturare e trasferire cellule contenute nel cavo orale alle carte FTA.

**Multi-Barrier Pouches**

Per il trasporto o lo stoccaggio di carte FTA. Protegge le carte da contaminazioni ambientali. Una particolare chiusura che evidenzia eventuali manomissioni permette di mantenere sicuri i campioni per analisi forensi. Sono disponibili sacchetti riutilizzabili, in caso sia necessario accedere diverse volte alla stessa carta FTA.

**Storage Desiccant Packets**

Pastiglie essiccanti che assicurano che le carte FTA rimangano asciutte durante il trasporto o lo stoccaggio. Contengono un indicatore che cambia colore in caso di assorbimento di umidità.



Code	Description	Packaging
LLG09971720	Storage desiccant 1gm	1000 pz.
LLG09971718	Reagente di purificazione, 500 ml, per carte FTA	1 pz.
LLG09971733	Multi-Barrier Pouch, largo, per carte FTA Classic	100 pz.
LLG09971732	Omniswab per carte FTA	100 pz.
LLG09971719	Sterile Foam Tipped Applicator Swabs, per carte FTA	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

