

## Apparecchiatura per la determinazione del contenuto d'acqua

Behr

Apparecchiatura per la determinazione del contenuto d'acqua. Sistema compatto per la determinazione del contenuto d'acqua tramite di stillazione azeotropica. Adatto per campioni non omogenei e di forma irregolare come frutta secca, verdure, ecc. Completo di unità base, mantello riscaldante, struttura di sostegno e vetreria.







Code	Description	Packaging
LLG09920548	Apparecchiatura per la determinazione del contenuto d'acqua KWA 500	1 pz
LLG09920537	Apparecchiatura per la determinazione del contenuto di acqua KWA 500/4	1 pz
LLG09920538	Apparecchiatura per la determinazione del contenuto di acqua KWA 500/6	1 pz







CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System