

**Sistemi di connessione per bottiglie a bocca larga GLS 80®****DURAN Group**

Sistemi di connessione per bottiglie a bocca larga GLS 80®. Materiali usati PP e PTFE. Sistema flessibile e modulare. E' possibile collegare cinque diversi diametri di tubi (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm; e 12,0 mm). E' possibile stabilizzare in modo sterile la pressione utilizzando un filtro a membrana. Ingressi inutilizzati possono essere chiusi con un tappo cieco. Applicazioni tipiche: travaso sicuro di campioni liquidi attraverso un sistema sterile chiuso (si riduce l'evaporazione). Il sistema può essere autoclavato, alla temperatura max. di 140°C.



Code	Description	Packaging
LLG06289846	Sistemi di connessione per bottiglie a bocca larga GLS 80®, Filettatura GLS 80	1 conf.
LLG09284536	Insero per tappo a vite, diametro interno 10,0 mm, filettatura 18 GL	1 pz
LLG09284537	Insero per tappo a vite, diametro interno 12,0 mm, filettatura 18 GL	1 pz
LLG09284533	Insero per tappo a vite, diametro interno 3,2 mm, filettatura 18 GL	1 pz
LLG09284534	Insero per tappo a vite, diametro interno 6,0 mm, filettatura 18 GL	1 pz
LLG09284535	Insero per tappo a vite, diametro interno 8,0 mm, filettatura 18 GL	1 pz
LLG09284539	Equilibratore di pressione per 4-ingressi, filettatura 18 GL, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09284538	Tappo a vite per collegamento tubo, blu, filettatura 18 GL, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz
LLG09284540	Tappo a vite, rosso, filettatura 18 GL, Attenzione! Ordine minimo 2 pz o multipli di 2 pz	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

