


**Supporto per piastre Microtitre e DeepWell****GFL**

Supporto per piastre Microtitre e DeepWell. Costruito in acciaio inossidabile, per l'alloggiamento di una piastra, da avvitare sui vassoi 3950, 3966 e 3980. Vedi anche Agitatori con Incubazione 3031 (Vassoio 3966), 3032 (Vassoio 3970 / 6 micropiastre) e 3033 (Vassoio 3980). Completo del materiale per il collegamento.



Code	Description	Packaging
LLG09837979	Supporto microtiter e DeepWell, per tipo 3005/3006, 3015-3018, 3019/3020	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

