



Utensili di dispersione per Omogenizzatore Ultra Turrax® T 10 standard / T 10 basic

IKA

Utensili di dispersione per Omogenizzatore Ultra Turrax® T 10 standard / T 10 basic. Utensile di dispersione, plastica: autoclavabile. Utensile di dispersione, acciaio inox: granulometria finale emulsione da 1 a 10 µm e sospensione da 5 a 25 µm, sterilizzabile con tutti i metodi.



Code	Description	Packaging
LLG07631964	Asta S 10 N-5 G in PTFE, AISI 316L Ø rot./stat. 3,8/5 mm, prof. 75 mm	1 pz.
LLG06262140	Utensili di dispersione per Ultra Turrax T 10 basic, Tipo S 10 D-7 G-KS - 65 , Volume utile 1 ... 20 ml, Diam. rotore / statore 4.8 / 7 mm, max	24 pz.
LLG09570878	Utensile dispersione S 19 D7-G-KS 110, in PC/PU, Ø rot./stat. 4,8/7 mm	24 pz.
LLG06225477	Asta S 10 N-10 G in PTFE, AISI 316L Ø rot./stat. 7,6/10 mm, prof. 100 mm	1 pz.
LLG04656091	Utensili di dispersione per Ultra Turrax® T 10 basic, Tipo S 10 N - 8 G ST, 1 ... 50 ml, Ø rotore / statore 6.1 / 8 mm, max. profondità d'immersione 95 mm, in PTFE, AISI 316L	1 pz
LLG06225614	Asta S 10 N-8 G in PTFE, AISI 316L Ø rot./stat. 6,1/8 mm, prof. 95 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

