

**Filtri senza siringa, ambrati, Mini-UniPrep****GE Healthcare**

Filtri senza siringa, ambrati, Mini-UniPrep#. Il colorante ambrato impedisce la foto-degradazione dei campioni sensibili alla luce. Lo stesso colorante viene usato in contenitori farmaceutici progettati per rispondere alle specifiche USP per resistenza alla luce. L'involucro ed il nucleo mobile ambrati e translucidi permettono un facile controllo visivo.



| Code        | Description                                              | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09056845 | Filtro ambrato Mini-UniPrep, membrana Nylon, pori 0,2 µm | 100 pz.   |
| LLG09056847 | Filtro ambrato Mini-UniPrep, membrana PTFE, pori 0,45 µm | 100 pz.   |
| LLG09056846 | Filtro ambrato Mini-UniPrep, membrana PVDF, pori 0,45 µm | 100 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

