

**Filtri per siringa GD/XP, in PES****Cytiva Europe**

Filtri per siringa GD/XP, in PES.

Filtri per siringa monouso per campioni che richiedono l'analisi di ioni inorganici in quanto viene minimizzato il contenuto di ioni estraibile. Questi filtri per siringa sono costituiti da 3 strati filtranti che permettono di ridurre significativamente l'otrusione e aumentare il volume di filtrato. Il primo strato di filtro è formato da 20 μm di polipropilene, il secondo da uno strato da 5 μm di polipropilene e il terzo è una membrana filtrante che filtra fino a 45 μm .

- Alloggiamento del filtro in polipropilene.
- Ingresso Luer-Lock femmina.
- Uscita Male Luer.
- Autoclavabile a 121 °C.
- Membrana idrofilica in PES.



Code	Description	Packaging
LLG07651453	Filtro siringa GD/XP 0,45 µm, 25 mm, in polietersulfone (PES)	150 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

