

**Dispositivo di svuotamento, acciaio inossidabile****Bürkle**

Dispositivo di svuotamento, in acciaio inossidabile. Lo svuotamento di campionatori a zona è stato spesso sinonimo di pazienza e mano ferma. Ora questa operazione è semplice e veloce, utilizzando il dispositivo di svuotamento Bürkle: lasciare il campionatore nel supporto, regolare gli imbuto lungo le camere del campione e, dopo aver ruotato il campionatore, il campione fluirà direttamente nel contenitore sottostante. Dispositivo autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG06236050	Dispositivo di svuotamento in acciaio inox	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

