


**Film e nastro adesivo per PCR****LLG Labware**

Film e nastro adesivo per PCR. Per termociclatori con coperchio screw-down o clip-down. Con linguetta di chiusura. Film per PCR: film chiaro che permette sia il controllo visivo del campione sia le misure in fluorescenza. Nastro per PCR: forabile facilmente, non lascia residui di adesivo sui puntali delle pipette.



Code	Description	Packaging
LLG06238132	Pellicola autoadesiva PCR film, campo di temp. da -20 a +120 °C	100 pz
LLG06240725	Nastro QPCR nastro, campo di temp. da -40 a +120 °C	50 pz
LLG06313398	Film e nastro adesivo per PCR, Range Temp. -40 ... 102 °C	100 pz
LLG06313399	Film e nastro adesivo per qPCR, Range Temp. -70 ... 100 °C	100 pz
LLG06313400	Film e nastro adesivo per PCR, Range Temp. -80 ... 104 °C	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

