



## Anelli stabilizzanti LAB, in piombo

Anelli stabilizzanti LAB, in piombo. Anelli per stabilizzare vetreria e plastica da laboratorio in agitatori o per immersione in bagni ad acqua. Anelli in piombo rivestiti in vinile che non segnano né graffiano superfici e vetreria.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG07054161 | Anelli stabilizzanti LAB, forma ad O, per matracci 1000-4000 ml, Øint.70 mm | 1 pz.     |
| LLG09149907 | Anelli stabilizzanti LAB, forma a C, per matracci 1000-4000 ml, Ø int.66 mm | 1 pz.     |
| LLG06243010 | Anelli stabilizzanti LAB, forma ad O, per matracci 125-500 ml, Øint. 48 mm  | 1 pz.     |
| LLG09149902 | Anelli stabilizzanti LAB, forma a C, per matracci 125-500 ml, Øint. 42 mm   | 1 pz.     |
| LLG06242742 | Anelli stabilizzanti LAB, forma ad O, per matracci 250-1000 ml, Øint. 51 mm | 1 pz.     |
| LLG09149905 | Anelli stabilizzanti LAB, forma a C, per matracci 250-1000 ml, Ø int. 51 mm | 1 pz.     |
| LLG07072085 | Anelli stabilizzanti LAB, forma ad O, per matracci 5-10 ml, Øint. 18 mm     | 1 pz.     |
| LLG06243011 | Anelli stabilizzanti LAB, forma ad O, per matracci 500-2000 ml, Øint. 57 mm | 1 pz.     |
| LLG09149906 | Anelli stabilizzanti LAB, forma a C, per matracci 500-2000 ml, Ø int. 54 mm | 1 pz.     |