

**Distributori di bottiglie multiple GLS 80, HDPE****SCAT**

Il sistema S.C.A.T. per la sicurezza dei solventi rimane permanentemente chiuso, la catena di sicurezza non viene interrotta durante il processo di risciacquo del sistema HPLC. Dopo che l'analisi è stata completata, il sistema viene riportato al suo stato originale.

- Sul flacone di risciacquo possono essere installati fino a 4 tappi di sicurezza.
- Movimentazione semplice e sicura grazie ai capillari saldamente inseriti.
- GLS 80 (w) filetto.
- 4 connessioni GL 45 (m).
- Elettricamente conduttivo.



Code	Description	Packaging
LLG04665768	Connessione 4 x GL 45, Materiale HDPE, per bottiglie per HPLC	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

