



Heratherm# Stufe Protocollo Avanzato. La serie Thermo Scientific# Heratherm# fornisce modelli da banco con volume della camera da 60 , 100 o 180 L, nonché modelli da pavimento con volume della camera da 400 o 750 L e 3 diversi accessori, ognuna a scelta con convezione a gravità o meccanica.- Efficienza energetica molto alta, materiali ecocompatibili (uso ridotto di formaldeide), ridotta emissione di calore- Timer programmabile- Ingombro ridotto- Il sistema di ripiani flessibile raddoppia il numero di ripiani e quindi l'ingombro- Ottima stabilità di temperatura spaziale e temporale- Allarme automatico visivo e acustico di sovratemperatura- Temperature molto basse sulla parete esterna- Display fluorescente sottovuoto facile da leggere - Interfaccia utente intuitiva per impostazione della temperatura- Facile pulizia grazie alla fabbricazione senza spigoli

**Heratherm# Protocollo Generale:** Perfetto per il lavoro quotidiano di routine da 10 a 250°C. Camere realizzate in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con angoli arrotondati. Timer, foro di scarico meccanico e 2 ripiani sono inclusi nella dotazione standard.

**Heratherm# Protocollo Avanzato:** Per una maggiore flessibilità e precisione dei valori di temperatura. Con interno V2A in acciaio inossidabile, lavora fino a 330°C con temperature molto stabili. Timer digitale per cicli On / OFF quotidiani o settimanali. Fino a 10 cicli possono essere memorizzati e combinati come rampe. La velocità della ventola e della valvola dell'aria possono essere integrati nella programmazione della rampa. Funzione di avvio rapido selezionabile che consente un riscaldamento estremamente veloce.

**HerathermTM Protocollo Protezione Avanzata:** Addizionale alle apparecchiature della serie Protocollo Avanzato: allarme di sotto-temperatura per una maggiore protezione dei campioni. Con serratura e allarme porta per evitare rotture e consentire colture sicure per lungo tempo. Funzione opzionale di auto-asciugatura che disattiva la stufa quando i campioni sono asciutti. La camera interna V2A può essere completata da un alloggiamento esterno in acciaio inossidabile per



applicazioni cliniche e farmaceutiche. Caratteristiche Alimentazione: 230 V, 60 Hz Range di temperatura: da 10 a 250°C (modelli da pavimento Protocollo Generale / Protocollo Avanzato) da 10 a 330°C (modelli da banco Protocollo Avanzato / Protocollo Sicurezza Avanzato) Oltre a incorporare tutti i vantaggi delle Stufe a Protocollo Generale Thermo Scientific# Heratherm#, la gamma Heratherm a Protocollo Avanzato vanta caratteristiche supplementari tra le quali una maggiore flessibilità, precisione e affidabilità. - Timer sofisticato che estende le opzioni di automazione disponibili per l'utente: attivare o disattivare dopo un tempo prestabilito, scegliere tra un timer settimanale ricorrente o attivare la stufa in base al formato 24 ore- Il più alto livello di uniformità di temperatura- Consumo energetico eccezionalmente basso - i modelli da 60 litri hanno bisogno solo di 170W (convezione per gravità) e 275W (convezione meccanica) per ora, per mantenere 150°C- Velocità della ventola regolabile per relative applicazioni del flusso d'aria- Controllore programmabile per rampe di temperatura e pause (memorizzare fino a 10 programmi con 10 steps discreti, caratteristica velocità della ventola a controllo elettronico e la posizione del freno)- Porta di accesso che consente l'introduzione di sensori per il monitoraggio indipendente dei dati - Una semplice routine di calibrazione assicura accuratezza di temperatura nel tempo- Funzione Boost che consente un riscaldamento rapido - non c'è bisogno di far funzionare la stufa 24/7 (solo modelli da tavolo) - Esterno opzionale in acciaio inossidabile

Code	Description	Packaging
LLG09534163	Stufe Protocollo Avanzato Heratherm™, Tipo OMH750, 750 litriSS	1 pz
LLG09534162	Stufe Protocollo Avanzato Heratherm™, Tipo OMH750, 750 litri	1 pz
LLG04009213	Stufe Protocollo Avanzato Heratherm™, Tipo : OGH100, 100 litri, 230 V	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

