



Soluzioni TICKOPUR e STAMMOPUR

Soluzioni speciali per pulizia con bagni ad ultrasuoni SONOREX. Favoriscono la cavitazione; pulizia profonda; delicate sui materiali, senza cloro. Utilizzabili a freddo o a caldo.

Tickopur TR 3.

Detersivo speciale, concentrato. Proprietà: leggermente acido pH 3.0 al 1%, dosaggio da 1 a 5%, a base di acido citrico, privo di fosfati. Per: acciaio, acciaio inox, metalli non-ferrosi, preziosi e leggeri, vetri, ceramiche, plastiche, gomma. Rimuove: residui minerali, corrosione, grasso, olii, cere, pigmenti, trucioli, sbavature, residui di lucidatura e smerigliatura.

Tickopur R 27.*

Detersivo speciale, concentrato. Proprietà: acido in soluzione pH 1,9 al 1% superiore al 5%. Per vetro, acciaio, gomma, plastica, metalli nobili, ceramica. Rimuove: ruggine, calce, sedimenti minerali, silicati, fosfati, cemento, urina ecc.

Tickopur R 30.

Detersivo neutro, concentrato. Proprietà: neutro, pH 7 dosaggio 1-5 %. Per vetro, acciaio, metallo non ferroso, alluminio, gomma, ottiche, setacci. Rimuove: grassi, olii, polvere, proteine, cere, film di silicone ecc..

Tickopur R 33.

Detersivo universale, concentrato. Proprietà: leggermente alcalino, pH 9,9 all'1%, dosaggio 1 - 5 %. Per vetro, metallo, ceramica, plastica, gomma. Rimuove: grassi, olii, cere, film di silicone, proteine, inchiostri di china ecc.

Tickopur RW 77.

Detersivo speciale con ammoniaca, concentrato. Proprietà: leggermente alcalino, pH 9,9 all' 1%, dosaggio dal 5 al 10 %. Per: acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi, vetro, plastica, componenti ottici. Rimuove: grassi, oli, cere, lubrificanti, film di silicone, abrasivi, agenti lucidanti e fondenti ecc, leggermente antiossidante.

Tickopur J 80 U.

Antiossidante con prevenzione corrosione, pronto per l'uso. Proprietà: debolmente acido, pH 2, per uso solo in



bicchieri di vetro o plastica. Per: metalli non ferrosi, leghe, rame, schermi per microscopi elettronici. Rimuove: strati ossidati e solforati, flusso, antiossidante.

Stammopur 24.*

Detergente, disinfettante concentrato. Per pulizia e disinfezione intensa. Certificato VAH. Senza aldeidi, cloro e fenoli. Efficace contro batteri, funghi e virus (BVDV/Vaccinia / HBV / HVC / HIV / H5N1). Applicazione 1-2%, leggermente alcalino, pH 9,4 (1%). Con protezione contro la corrosione. Elevata compatibilità con la maggior parte dei materiali.

*Soggetto al regolamento per il trasporto di merci pericolose.

Code	Description	Packaging
LLG06802927	Detergente TICKOPUR TR 3 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 1 L	1 pz.
LLG09192601	Detergente TICKOPUR R 33 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 1 L	1 pz.
LLG09192611	Detergente TICKOPUR RW 77 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 1 L	1 pz.
LLG09192641	Detergente TICKOPUR R 30 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 1 L	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09192751	Detergente TICKOPUR J 80 U per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 1 L	1 pz.
LLG09192761	Detergente TICKOPUR R 27 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 1 L	1 pz.
LLG06301466	Detergente TICKOPUR TR 3 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L	1 pz.
LLG09192602	Detergente TICKOPUR R 33 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L	1 pz.
LLG09192612	Detergente TICKOPUR RW 77 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L	1 pz.
LLG09192646	Detergente TICKOPUR R 30 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L	1 pz.
LLG09192711	Detergente STAMMOPUR 24* per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L	1 pz.
LLG09192752	Detergente TICKOPUR J 80 U per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L	1 pz.
LLG09192762	Detergente TICKOPUR R 27 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 2 L	1 pz.
LLG09192610	TICKOPUR R 33, capacità 25 Litri	1 pz.
LLG09192643	TICKOPUR R 30, capacità 25 Litri	1 pz.
LLG09192605	Detergente TICKOPUR R 33 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L	1 pz.
LLG09192615	Detergente TICKOPUR RW 77 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L	1 pz.
LLG09192642	Detergente TICKOPUR R 30 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L	1 pz.
LLG09192672	Soluzioni, Tipo TICKOPUR TR 13, Capacità 5 Litri	1 pz.
LLG09192755	Detergente TICKOPUR J 80 U per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L	1 pz.
LLG09192765	Detergente TICKOPUR R 27 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L	1 pz.
LLG09192712	Detergente STAMMOPUR 24* per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L	1 pz.
LLG09192714	Detergente STAMMOPUR 24* per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 25 L	1 pz.
LLG06801786	Soluzioni, Tipo STAMMOPUR R, Capacità 2 Litri	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG06802537	Detergente TICKOPUR TR 3 per pulizia con bagni ultrasuoni, cap. 5 L	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

