



## HPLC kit di avvio 2.0, GL 45

SCAT

HPLC kit di avvio 2.0, GL 45. La valvola dell'aria integrata (A) blocca i vapori pericolosi (B) e pulisce l'aria in entrata (C) da polvere e particelle di sporco. Diversi connettori mantengono i capillari e i tubi serrati in modo sicuro (D), anche durante l'estrazione di solventi dal serbatoio. I tappi di sicurezza sono disponibili per le bottiglie di vetro più comuni (ad es. filetto GL45). Possono essere personalizzati per altre dimensioni del contenitore, utilizzando adattatori diversi. Particolarmente indicati per l'uso con HPLC: i solventi rimangono puliti e i componenti delle miscele di solventi non possono evaporare. Protezione ottimale contro i rischi per la salute causati da evaporazione e tenuta insufficiente.

- Valvola dell'aria con adattatore Luer-Lock, filtro PTFE e membrana valvola
- Nessun crimpaggio del tubo di collegamento, facile sostituzione del contenitore
- Nessuna presa d'aria (HPLC)
- Risultati di analisi riproducibili attraverso una fase mobile stabile
- Corpo in PTFE chimicamente resistente (E), ruotabile liberamente
- Tappo a vite (F) in PPS, autoclavabile, disponibile per filettature di dimensioni diverse
- 
- Set completo per un sistema di HPLC con fino a 4 serbatoi per solvente
- Prezzi vantaggiosi rispetto all'ordine dei singoli pezzi
- Adatto a tutti i sistemi HPLC attuali
- Utilizzare i tappi ciechi forniti per stringere le connessioni che sono temporaneamente inattive o non in uso

**Contenuto dei diversi set:**

**HPLC SafetySet 1:** 3 x SafetyCaps I (V 2.0), 1 x SafetyCap II (V 2.0), 1 x tappo cieco UNF 1/4" 28G

**HPLC SafetySet 2:** 4 x SafetyCaps II (V 2.0), 4 x tappi ciechi UNF 1/4" 28G



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04669378 | HPLC kit di avvio 1, V2.0: 3x SafetyCap I 1x SafetyCap II, 1x blind plug | 1 pz      |
| LLG04669379 | HPLC kit di avvio 2, V2.0: 4x SafetyCap II 4x blind plug                 | 1 pz      |
| LLG04678694 | Starter kit HPLC 3, Generation 2.0, GL 45                                | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

