

**CHROMABOND QuEChERS****Macherey Nagel**

QuEChERS sono il metodo migliore per la preparazione di campioni per l'analisi di pesticidi e farmaci, nonché di contaminanti di processo e residui nella frutta, nella verdura e in altri prodotti alimentari.

- Conforme a EN ufficiale e metodi AOAC;
- Ampia gamma di prodotti e QuEChERS pre-miscelati;
- Eccellente rapporto qualità/prezzo;
- Procedura facile e veloce;
- Nessun impiego di vetreria;
- Basso consumo di solventi;
- Non è necessario impiegare solventi clorurati;
- E' possibile analizzare un'ampia gamma di pesticidi;
- Tassi di recupero elevati e sicuri.

Vantaggi dei mix QuEChERS

- Alta qualità e riproducibilità - affidabili negli anni;
- Bassa contaminazione;
- Facili da usare grazie al confezionamento pre-dosato;
- Ampia gamma.



Code	Description	Packaging
MNL7306483	CHROMABOND QuEChERS Mix XII, in stick, metodo: estrazione-originale, 5 g, composizione: 4000 mg MgSO-1000 mg NaCl	50 pz
MNL7306483T	CHROMABOND QuEChERS Mix XII, in stick, KIT con provetta da 50 mL, 5 g, metodo: estrazione-originale, composizione: 4000 mg MgSO-1000 mg NaCl	100 pz
MNL7309703	CHROMABOND QuEChERS Mix I, in stick, 6.5 g, metodo: estrazione-AOAC 2007.01, composizione: 4000 mg MgSO, 1000 mg NaCl, 500 mg NaH citrato 1.5 HO, 1000 mg Na citrato 2 HO	50 pz
MNL7309703T	CHROMABOND QuEChERS Mix I, KIT con provetta da 50 mL, 6.5 g, metodo: estrazione-EN 15662, composizione: 4000 mg MgSO, 1000 mg NaCl, 500 mg NaH citrato 1.5 HO, 1000 mg Na citrato 2 HO	100 pz
MNL7309713	CHROMABOND QuEChERS Mix II, in stick, 7.5 g, metodo: estrazione-AOAC 2007.01, composizione: 6000 mg MgSO, 1500 mg Na acetato	50 pz
MNL7309713T	CHROMABOND QuEChERS Mix II, in stick, KIT con provetta 50 mL, 7.5 g, metodo: estrazione-AOAC 2007.01, composizione: 6000 mg MgSO, 1500 mg Na acetato	100 pz
MNL7309893	CHROMABOND QuEChERS Mix XII, in stick, 7.5 g, metodo: estrazione-originale, composizione: 6000 mg MgSO, 1500 mg NaCl	50 pz
MNL7309893T	CHROMABOND QuEChERS Mix XII, in stick, KIT con provetta 50 mL, 7.5 g, metodo: estrazione-originale, composizione: 6000 mg MgSO, 1500 mg NaCl	100 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

