

**Test Nanocolor in provetta - determinazione zinco****Macherey Nagel**

Test Nanocolor in provetta. Per misure facili e veloci. Lo strumento riconosce la provetta NANOCOLOR® in base al barcode ed effettua immediatamente la misura, senza la necessità di impostare nessuno parametro. In questo modo si evita il contatto con chimici pericolosi garantendo la completa sicurezza per l'operatore.

**Approvati**

Risultati riproducibili e comparabili

I principi su cui si basano i test NANOCOLOR® derivano da metodi definiti da standard internazionali come DIN-, EN-, ISO-, EPA- e APHA.

**Precisi**

Facili da maneggiare e molto accurati

Tutti i test NANOCOLOR® contengono reagenti pre-dosati, pronti all'uso.

**Versatili**

Il test perfetto per ogni richiesta

Il range dei test NANOCOLOR® copre tutti i più importanti parametri di interesse nel campo dell'analisi delle acque.

**Codice colore**

Facile identificazione

Ogni scatola di test NANOCOLOR® è fornita di etichetta con codice colore per la facile identificazione.



Code	Description	Packaging
H2O985042	Test NANOCOLOR Zinco 6, range: 0.20-6.00 mg/L Zn <sup>2+</sup> , metodo: zinco - 4-(2-piridilazo)resorcinolo (PAR), conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985096	Test NANOCOLOR® Zinco 4, range: 0.10-4.00 mg/l Zn <sup>2+</sup> , metodo: zincon, analogo a APHA 3500-Zn F, conservazione: 18-25 °C	1 kit



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

