



Accessori per NANOCOLOR® TOC

Macherey Nagel

Accessori per test NANOCOLOR® TOC.
NANOCOLOR TICEX è richiesto per la preparazione del campione per test NANOCOLOR TOC, TOC 30 e TOC 300. Al fine di valutare il Carbonio Organico Totale (TOC) è necessario eliminare il Carbonio Inorganico Totale dal campione. Questa rimozione può essere effettuata eliminando l'aria nella soluzione campione con l'aiuto di NANOCOLOR TICEX.



Code	Description	Packaging
H2O916993	Nanocolor TIC-Ex - per la rimozione del Carbonio Inorganico Totale	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

