



Accessori per fotometri - cuvette e accessori per cuvette

Macherey Nagel

Accessori per fotometri - cuvette e accessori per cuvette.



| Code      | Description                                                                                                                   | Packaging |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| H2O919120 | Cuvetta in quarzo NANOCOLOR, cammino ottico 10 mm, per NANOCOLOR® UV/VIS e UV/VIS II                                          | 1 pz.     |
| H2O919121 | Cuvetta in quarzo NANOCOLOR, cammino ottico 50 mm, per NANOCOLOR® UV/VIS e UV/VIS II                                          | 1 pz.     |
| H2O919122 | Cuvetta in quarzo NANOCOLOR, cammino ottico 2 mm, per NANOCOLOR® UV/VIS e UV/VIS II                                           | 1 pz.     |
| H2O919126 | Cella di flusso, quarzo, cammino ottico 10 mm, per NANOCOLOR UV/VIS, NON adatta a NANOCOLOR UV/VIS II                         | 1 pz.     |
| H2O919127 | Cella di flusso, quarzo, cammino ottico 2 mm, per NANOCOLOR UV/VIS e UV/VIS II                                                | 1 pz.     |
| H2O919128 | Cella di flusso, vetro ottico, cammino ottico 10 mm, per NANOCOLOR UV/VIS, NON adatta a NANOCOLOR UV/VIS II                   | 1 pz.     |
| H2O919129 | Cella di flusso, quarzo, cammino ottico 50 mm, per NANOCOLOR UV/VIS, , NON adatta a NANOCOLOR UV/VIS II                       | 1 pz.     |
| H2O919136 | Fissaggio per cuvette da 10 mm, per NANOCOLOR® Advance, VIS II, UV/VIS e UV/VIS II                                            | 1 pz.     |
| H2O919138 | Adattatore per provette diam. esterno 13 mm, per NANOCOLOR UV/VIS, VIS, UV/VIS II e VIS II, NON adatto a fotometri con filtro | 1 pz.     |
| H2O919149 | Cella di flusso. quarzo, cammino ottico 50 mm, per r NANOCOLOR® VIS, VIS II e UV/VIS II                                       | 1 pz.     |
| H2O919158 | Cella di flusso, vetro ottico, cammino ottico 10 mm, per NANOCOLOR® VIS, VIS II e UV/VIS II                                   | 1 pz.     |
| H2O91937  | Cuvetta in plastica, monouso, cammino ottico 10 mm, adatto a fotometri NANOCOLOR                                              | 100 pz.   |
| H2O91950  | Cuvetta semi-micro, in vetro ottico, cammino ottico 50 mm                                                                     | 1 pz.     |
| H2O919607 | Adattatore per cuvette monouso 50 mm, per NANOCOLOR Advance, VIS II e UV/VIS II                                               | 1 pz.     |
| H2O919626 | Cella di flusso, quarzo, cammino ottico 10 mm, per NANOCOLOR® UV/VIS II, NON adatta a NANOCOLOR UV/VIS                        | 1 pz.     |
| H2O919910 | Adattatore per provette diam. esterno 14-11 mm, per NANOCOLOR 500 D, 400 D, 350 D                                             | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

