

**Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm****Macherey Nagel****Colonne analitiche EC NUCLEODUR® Sphinx RP, 3 µm**

selettività distintiva basata sulla superficie bifunzionale - USP L1 e USP L11
dimensione pori 110Å, dimensione particelle 1,8 µm, 3 µm e 5 µm; 14 % C
alta densità di legami covalenti silani per picchi scodati per allargare lo sviluppo del metodo
stabilità pH 1 - 10
adatte per LC/MS grazie alle caratteristiche di basso spurgo
alta riproducibilità e consistenete qualità grazie alle strette procedure QC
range applicativo: antibiotici al chinolone, sulfamidici, xantine, sostituti aromatici
dimensione particelle 3 µm, 14% C

Ø int. 2.0 mm
Lungh. 150 mm



Code	Description	Packaging
MNL76080346	EC 250/4.6 NUCLEODUR SPHINX RP, 5 µm EC HPLC column EC 250/4.6 NUCLEODUR SPHINX RP, 5 µm length: 250 mm, ID: 4,6 mm	1 pz
MNL76080520	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 2.0 mm, Lungh. 150 mm	1 pz
MNL76080530	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 3.0 mm, Lungh. 150 mm	1 pz
MNL76080540	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 4.0 mm, Lungh. 150 mm	1 pz
MNL76080546	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 4.6 mm, Lungh. 150 mm	1 pz
MNL76080620	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 2.0 mm, Lungh. 50 mm	1 pz
MNL76080630	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 3.0 mm, Lungh. 50 mm	1 pz
MNL76080640	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 4.0 mm, Lungh. 50 mm	1 pz
MNL76080646	EC 50/4.6 NUCLEODUR SPHINX RP, 3 µm EC HPLC column EC 50/4.6 NUCLEODUR SPHINX RP, 3 µm length: 50 mm, ID: 4.6 mm	1 pz
MNL76080720	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 2.0 mm, Lungh. 125 mm	1 pz
MNL76080730	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 3.0 mm, Lungh. 125 mm	1 pz
MNL76080740	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 4.0 mm, Lungh. 125 mm	1 pz
MNL76080746	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 4.6 mm, Lungh. 125 mm	1 pz
MNL76080820	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 2.0 mm, Lungh. 250 mm	1 pz
MNL76080830	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 3.0 mm, Lungh. 250 mm	1 pz
MNL76080840	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 4.0 mm, Lungh. 250 mm	1 pz
MNL76080846	Colonne analitiche EC NUCLEODUR Sphinx RP, 3 µm, Ø int. 4.6 mm, Lungh. 250 mm	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

