

**Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm****Macherey Nagel****Colonne analitiche EC NUCLEODUR® 100-3 C18 ec, 3 µm**

Disponibile con octadecyl a media densità (C18 - USP L1) e octyl (C8 - USP L7) modificati, dimensione pori 110Å, dimensione particelle 3 µm e 5 µm; su richiesta 7 µm, 10 µm, 12 µm, 16 µm, 20 µm, 30 µm e 50 µm per separazioni preparative, per analisi giornaliere di routine e rilevamento per HPLC preparativa, stabilità pH 1 - 9. Contenuto carbone 17.5% C per C18, 10,5% C per C8, alta riproducibilità da lotto a lotto, per applicazioni standard di routine in cromatografia in fase inversa.

Fase Ottadecil, 17,5 %, dimensione particelle 3 µm.

Ø int. 2.0 mm

Lungh. 50 mm



Code	Description	Packaging
MNL76005020	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 2.0 mm, Lungh. 50 mm	1 pz
MNL76005030	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 3.0 mm, Lungh. 50 mm	1 pz
MNL76005040	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 4.0 mm, Lungh. 50 mm	1 pz
MNL76005046	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 4.6 mm, Lungh. 50 mm	1 pz
MNL76005120	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 2.0 mm, Lungh. 125 mm	1 pz
MNL76005130	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 3.0 mm, Lungh. 125 mm	1 pz
MNL76005140	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 4.0 mm, Lungh. 125 mm	1 pz
MNL76005146	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 4.6 mm, Lungh. 125 mm	1 pz
MNL76005220	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 2.0 mm, Lungh. 250 mm	1 pz
MNL76005230	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 3.0 mm, Lungh. 250 mm	1 pz
MNL76005240	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 4.0 mm, Lungh. 250 mm	1 pz
MNL76005246	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 4.6 mm, Lungh. 250 mm	1 pz
MNL76005446	Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C18 ec, 3 µm, Ø int. 4.6 mm, Lungh. 100 mm	1 pz

