

**Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C8 ec, 3 µm****Macherey Nagel****Colonne analitiche EC NUCLEODUR® 100-3 C8 ec, 3 µm**

Disponibile con octadecyl a media densità (C18 - USP L1) e octyl (C8 - USP L7) modificati, dimensione pori 110Å, dimensione particelle 3 µm e 5 µm; su richiesta 7 µm, 10 µm, 12 µm, 16 µm, 20 µm, 30 µm e 50 µm per separazioni preparative, per analisi giornaliere di routine e rilevamento per HPLC preparativa, stabilità pH 1 - 9. Contenuto carbone 17.5% C per C18, 10,5% C per C8, alta riproducibilità da lotto a lotto, per applicazioni standard di routine in cromatografia in fase inversa.

Fase ottadecil, 10.5%, dimensione particelle 3µm

Ø int. 2.0 mm

Lungh. 125 mm



| Code        | Description                                                                     | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MNL76006020 | Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C8 ec, 3 µm, Ø int. 2.0 mm, Lungh. 125 mm | 1 pz      |
| MNL76006030 | Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C8 ec, 3 µm, Ø int. 3.0 mm, Lungh. 125 mm | 1 pz      |
| MNL76006040 | Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C8 ec, 3 µm, Ø int. 4.0 mm, Lungh. 125 mm | 1 pz      |
| MNL76006220 | Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C8 ec, 3 µm, Ø int. 2.0 mm, Lungh. 250 mm | 1 pz      |
| MNL76006240 | Colonne analitiche EC NUCLEODUR 100-3 C8 ec, 3 µm, Ø int. 4.0 mm, Lungh. 250 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

