

**Colonna analitica EC NUCLEODUR 100-3 NH₂-RP, 3 µm****Macherey Nagel****Colonna analitica EC NUCLEODUR® 100-3 NH₂-RP, 3 µm**

dimensione pori 110Å, dimensione particelle 3 e 5 µm; 2,5 % C, non endcapped

- USP L8

colonne multi-mode (RP ed NP)

fase cromatografica normale (NP) con esano, diclorometano o 2-propanolo come fase mobile per composti polari come aniline sostituite, esteri, pesticidi clorinati**fase cromatografica inversa (RP)** di composti polari come zuccheri in sistemi eluenti acquoso-organici**cromatografia a scambio ionico** di anioni e acidi organici usando tamponi comuni e organico modificati

stabile contro idrolisi a basso pH, range di lavoro pH 2-8, 100% stabile in acqua, adatta per LC-MS

ideale per:

composti polari in condizioni RP (zuccheri, basi del DNA), idrocarburi in condizioni NP

L'Eluente in colonna è n-eptano per il modo NP - le colonne RP sono consegnate in acetonitrile - acqua.

Per sostituire il sistema solvente è necessario un passaggio di risciacquo con THF

Eluente in colonna acetonitrile, dimensioni particelle 3µm.



Ø int. 4.6 mm

Lungh. 150 mm



Code	Description	Packaging
MNL76073946	EC 250/4.6 NUCLEODUR 100-3 NH2-RP EC HPLC column EC 250/4.6 NUCLEODUR 100-3 NH2-RP length: 250 mm, ID: 4.6 mm	1 pz
MNL76074020	EC 100/2 NUCLEODUR 100-3 NH2-RP EC HPLC column EC 100/2 NUCLEODUR 100-3 NH2-RP length: 100 mm, ID: 2 mm	1 pz
MNL76074120	EC 125/2 NUCLEODUR 100-3 NH2-RP EC HPLC column EC 125/2 NUCLEODUR 100-3 NH2-RP length: 125 mm, ID: 2 mm	1 pz
MNL76074246	Colonna analitica EC NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 µm, Ø int. 4.6 mm, Lungh. 150 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

